

**ScanCell®**

La solution de stockage mobile de haute qualité



**/// SCANMODUL®**  
Medical & Industrial Material Handling

# Contenu

Le système ScanCell®	3
ScanCell® préconfiguré	13
ScanCell® - Type A	19
ScanCell® - Type B	23
ScanCell® - Type B Fond Plat	27
ScanCell® - Type D	31
ScanCell® - Accessoires	33
• Plateaux supérieurs	34
• Poignées et rails multifonctions	36
• Pare-chocs	37
• Portiques	37
• Unités d'extension	38
• Accessoires portiques et rails multifonctions	39
• Supports DASRI et déchets	41
• Supports pour composants informatiques	41
• Autres accessoires	42
• Distributeurs	42
• Sécurisation mécanique	43
• Sécurisation électronique	44
Distribution sécurisée des médicaments	45

# Le système ScanCell®

ScanCell® est notre gamme de solutions de stockage mobile de haute qualité qui utilise notre système modulaire de bacs, paniers et étagères ISO.

La gamme ScanCell® est entièrement personnalisable et dispose d'un large éventail d'accessoires permettant de créer une multitude de combinaisons de design et de stockage. Les produits ScanCell® sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ont été soigneusement sélectionnés pour répondre à des objectifs de durabilité rigoureux et à des critères d'hygiène stricts.



## Principaux avantages

- **Personnalisable et polyvalent**  
Modèles et accessoires sur mesure pour répondre à des fonctions professionnelles spécifiques et aux besoins des services.
- **Manipulation aisée**  
Chariots légers avec panneaux latéraux en alu et équipés de roulettes pivotantes de haute qualité pour une manoeuvre sans effort.
- **Ergonomique**  
Conçu pour améliorer le confort et l'environnement de travail.
- **Modulaire**  
Entièrement compatible avec les autres produits modulaires ScanModul® ISO pour une intégration transparente dans le flux de travail.

## Le système ScanCell®

La mobilité des chariots ScanCell® facilite les processus de travail et permet un meilleur accès aux zones lors du nettoyage. ScanCell® est sans aucun doute le fleuron des solutions de stockage mobile et une source d'inspiration permanente pour de nombreux fabricants.



En vous appuyant sur notre système modulaire certifié ISO pour les bacs et les paniers, vous pouvez configurer votre propre chariot en suivant quelques étapes simples.

1. **Déterminez les dimensions du chariot.**
2. **Choisissez une façade pour le chariot.**
3. **Choisissez la couleur du corps.**
4. **Configurez le chariot avec des bacs et des paniers.**
5. **Personnalisez le chariot grâce à notre large sélection d'accessoires.**

Veillez consulter la page suivante pour une vue d'ensemble simplifiée. La série ScanCell® offre une flexibilité totale dans la personnalisation d'un produit pour répondre à vos critères et à vos besoins, tout en étant entièrement intégrée dans le système modulaire global.

Avec plus de 5 000 000 de combinaisons possibles, ScanCell® vous offre une solution de stockage mobile complète, de la fonction de stockage central au point d'utilisation.

Avec le système ScanCell®, nous avons répondu à tous vos besoins en matière de stockage mobile. Chaque chariot est équipé de quatre roues pivotantes de haute qualité pour une meilleure maniabilité. Les produits ScanCell® sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui ont été soigneusement sélectionnés pour répondre à des objectifs de durabilité rigoureux et à des critères d'hygiène stricts.

## Plus d'informations

Nos consultants sont à votre disposition pour vous guider à travers notre gamme complète de produits et concevoir des solutions spécifiques pour vos besoins uniques en matière de stockage et de logistique.



### Les 6 principales caractéristiques de ScanCell®

- ScanCell® s'intègre parfaitement à notre système modulaire
- Équipé de 4 roues pivotantes (2 avec freins)
- Conception hygiénique et ergonomique
- Disponible en différentes couleurs
- Léger
- Les chariots avec parois intérieurs VARIO™ peuvent être utilisés avec des galets ergonomiques pour charges lourdes et des butées d'arrêts pour les paniers.

# Le système ScanCell®

**a**

L 462 x P 706 mm

**b**

L 662 x P 494 mm

**d**

L 462 x P 494 mm

## Trois dimensions de base

Pour rendre nos chariots aussi flexibles que possible, la gamme ScanCell® est disponible en 3 tailles de base différentes.

De cette manière, toutes les variantes d'utilisation sont possibles. L'utilisation de notre système modulaire est soutenue d'une manière unique et significative.



## Chariots standard - Aperçu des différentes hauteurs



### M60

8 unités  
d'insertion\*

Hauteur : 905 mm

### M75

10 unités  
d'insertion\*

Hauteur : 1055 mm

### M90

12 unités  
d'insertion\*

Hauteur : 1205 mm

### M120

16 unités  
d'insertion\*

Hauteur : 1503 mm

### M150

20 unités  
d'insertion\*

Hauteur : 1803 mm

### M165

22 unités  
d'insertion\*

Hauteur : 1950 mm

### M180

24 unités  
d'insertion\*

Hauteur : 2103 mm

*\* Pour les chariots à volet roulant, 1 unité d'insertion en moins*

Pour une plus grande capacité à une hauteur similaire, veuillez vous référer aux chariots ScanCell® - Type B Fond Plat à partir de la p. 27.

## Cinq hauteurs d'unités d'insertion



1 unité d'insertion  
Hauteur : 15 mm

1 unité d'insertion  
Hauteur : 50 mm

2 unités d'insertion  
Hauteur : 100 mm

3 unités d'insertion  
Hauteur : 200 mm

4 unités d'insertion  
Hauteur : 280 mm

# Le système ScanCell®

## Sept options de finition de la face avant

7 finitions frontales possibles vous permettent d'équiper votre chariot de manière à ce qu'il corresponde le mieux possible à votre domaine d'application. Que ce soit avec des portes, des portes vitrées, des tiroirs, des volets roulants ou simplement ouvert - vous avez le choix.



### 1. Façade ouverte

Accès libre au chariot.



### 2. Portes pleines

Portes solides avec charnières de haute qualité.



### 3. Portes vitrées

Portes avec inserts en verre trempé permettant d'identifier visuellement le contenu.



#### 4. Volet roulant

Peut être équipé de supports pour retirer le volet roulant lors du nettoyage du chariot.



#### 5. Tiroirs télescopiques

Tiroirs montés sur glissières télescopiques permettant une ouverture de 110 % du tiroir pour une excellente accessibilité.



#### 6. Tiroirs Vario

La poignée est fixée directement sur le bac modulaire pour faciliter le retrait du tiroir.



#### 7. Tiroirs monoblocs

Les tiroirs sont dotés de poignées sans soudure, ce qui permet d'obtenir un design épuré.

Apportez de la couleur à votre espace de travail et personnalisez votre chariot ScanCell® !



# Personnalisation des panneaux latéraux

Vous avez la possibilité d'adapter l'aspect et la convivialité de votre chariot ScanCell® à vos goûts. Les panneaux latéraux peuvent être personnalisés avec l'une de nos couleurs standard ou spéciales.

Vous pouvez également les faire imprimer avec du texte, par exemple des informations sur un service, ou même un logo. Vous pouvez ainsi modifier l'apparence de vos chariots de manière à ce qu'ils répondent à vos besoins et s'intègrent parfaitement à votre usage.

## Couleurs Standard

Couleur	Numéro d'article
Rouge	41A431S
Vert papyrus	41A453S
Rose baby	41A828S
Bleu myosotis	41A857S
Blanc	41A481S
Gris (couleur par défaut)	41A478S



41A431S



41A453S



41A828S



41A857S



41A481S



41A478S

## Couleurs Spéciales

Code couleur	Couleur	Numéro d'article
RAL5002	Bleu outremer	41R5002
RAL5022	Bleu nocturne	41R5022
RAL3020	Rouge signalisation	41R3020
RAL1023	Jaune signalisation	41R1023
RAL9005	Noir	41R9005
RAL1015	Ivoire clair	41R1015
RAL6005	Vert mousse	41R6005
RAL6024	Vert signalisation	41R6024
RAL7016	Gris anthracite	41R7016
RAL8011	Brun noisette	41R8011
RAL2004	Orange pur	41R2004



41R5002



41R9005



41R7016



41R5022



41R1015



41R8011



41R3020



41R6005



41R2004



41R1023



41R6024

Les couleurs présentées sur cette page peuvent différer des couleurs réelles.



Les chariots ScanCell® de type A, AA, B et BB sont également disponibles avec une hauteur de 2050 mm.

N'hésitez pas à nous contacter !

*Chariot ScanCell®  
avec portes vitrées.  
Type B-M150  
Numéro d'article 40665406*

*Chariot ScanCell®  
avec tiroirs télescopiques.  
Type B-M075  
Numéro d'article 40622500*



*D'autres tailles et variations sont disponibles sur demande.*

# ScanCell® préconfiguré

Afin de faciliter votre choix, nous proposons un certain nombre de chariots ScanCell® préconfigurés.



## Façade ouverte

b

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot Type B-M060	H 905 x L 662 x P 494 mm	40611100

Articles recommandés	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Panier pour séparateur, PC	100 mm	1	2364451
Panier pour séparateur, PC	200 mm	2	2364452
Séparateur, PC, 600 mm	50 mm	1	2364454
Séparateur, PC, 400 mm	100 mm	1	2364453
Séparateur, PC, 600 mm	200 mm	2	2364456
Séparateur, PC, 400 mm	200 mm	2	2364455
Butées de sécurité		6	1961870

b

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot Type B-M090	H 1205 x L 662 x P 494 mm	40613100

Articles recommandés	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Bac pour séparateur, ABS	50 mm	1	2064206
Bac pour séparateur, ABS	100 mm	4	2064211
Bac, ABS	200 mm	1	2064220
Séparateur, PMMA, 600 mm	50 mm	1	2064271
Séparateur, PMMA, 400 mm	50 mm	3	2064270
Séparateur, ABS, 600 mm	100 mm	4	2364254
Séparateur, ABS, 400 mm	100 mm	8	2364253
Butées de sécurité		12	1961870
Roulettes de délestage		2	1869970

\*Tous nos chariots préconfigurés sont équipés en standard de roues d'un diamètre de 125 mm, 4 roues pivotantes dont 2 avec frein de blocage

# ScanCell® préconfiguré




## Volet roulant

b

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type B-M150	H 1803 x L 662 x P 494 mm	40655100D

Articles recommandés	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Panier pour séparateur, PC	100 mm	6	2364451
Panier pour séparateur, PC	200 mm	2	2364452
Séparateur, PC, 600 mm	100 mm	6	2364454
Séparateur, PC, 400 mm	100 mm	6	2364453
Séparateur, PC, 600 mm	200 mm	2	2364456
Séparateur, PC, 400 mm	200 mm	2	2364455
Butées de sécurité		16	1961870



## Porte charnières à droite

a

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type A-M150	H 1803 x L 462 x P 706 mm	40475101

Articles recommandés	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Bac pour séparateur, PC	50 mm	2	2064407
Bac pour séparateur, PC	100 mm	2	2064412
Panier pour séparateur, ABS	100 mm	2	2364251
Panier pour séparateur, ABS	200 mm	1	2364252
Bac, ABS	200 mm	1	2064220
Séparateur, PMMA, 600 mm	50 mm	2	2064271
Séparateur, PMMA, 400 mm	50 mm	6	2064270
Séparateur, PC, 600 mm	100 mm	2	2364454
Séparateur, PC, 400 mm	100 mm	4	2364453
Séparateur, ABS, 600 mm	100 mm	2	2364254
Séparateur, ABS, 400 mm	100 mm	4	2364253
Séparateur, ABS, 600 mm	200 mm	1	2364256
Séparateur, ABS, 400 mm	200 mm	2	2364255
Butées de sécurité		16	1961870
Roulettes de délestage		4	1869970



## Tiroirs Vario

**b**

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type B-M060	H 905 x L 662 x P 494 mm	40641500

Articles recommandés	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Tiroir Vario, avec bac, ABS	50 mm	1	2064206
Tiroir Vario, avec bac, ABS	100 mm	2	2064211
Tiroir Vario, avec bac, ABS	200 mm	1	2064220
Séparateur, ABS, 600 mm	100 mm	2	2364254
Séparateur, ABS, 400 mm	100 mm	2	2364253
Séparateur, ABS, 600 mm	200 mm	2	2364256
Séparateur, ABS, 400 mm	200 mm	2	2364255
Butées de sécurité		8	1961870

Le ScanCell® avec tiroirs Vario est également disponible avec des paniers à la place des bacs. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

*\*Tous nos chariots préconfigurés sont équipés en standard de roues d'un diamètre de 125 mm, 4 roues pivotantes dont 2 avec frein de blocage*

# ScanCell® préconfiguré



## Tiroirs télescopiques

b

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type B-M060	H 905 x L 662 x P 494 mm	40621500

Articles recommandés	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Bac pour séparateur, PC	50 mm	1	2064407
Panier pour séparateur, PC	100 mm	2	2364451
Panier pour séparateur, PC	200 mm	1	2364452
Séparateur, PC, 600 mm	100 mm	2	2364454
Séparateur, PC, 400 mm	100 mm	2	2364453
Séparateur, PC, 600 mm	200 mm	2	2364456
Séparateur, PC, 400 mm	200 mm	2	2364455

b

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type B-M075	H 1055 x L 662 x P 494 mm	40622500

Articles recommandés	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Bac pour séparateur, PC	50 mm	1	2064407
Panier pour séparateur, PC	100 mm	3	2364451
Panier pour séparateur, PC	200 mm	1	2364452
Séparateur, PC, 600 mm	100 mm	3	2364454
Séparateur, PC, 400 mm	100 mm	3	2364453
Séparateur, PC, 600 mm	200 mm	1	2364456
Séparateur, PC, 400 mm	200 mm	1	2364455



## Chariot prélèvements

b

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type B-M060 avec 4 tiroirs télescopiques	H 905 x L 662 x P 494 mm	40621511

Articles inclus	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Bac, ABS	50 mm	1	2064206
Bac, ABS	100 mm	2	2064211
Bac, ABS	200 mm	1	2064220
Plan de travail		1	4116022
Rail utilitaire pour fixation sur les côtés		2	4120101
Support pour gants jetables		1	4130048
Conteneur pour déchets dangereux et support, ensemble complet		1	4130020
Support pour poubelle		1	4140015
Poubelle 15L		1	4140017
Portique pour chariot de type B		1	4150060
Cassette à 4 boîtes basculantes		1	4150074
Cassette à 5 boîtes basculantes		1	4150075
Cassette à 6 boîtes basculantes		1	4150076
Crochet, fixé à l'arrière		1	4120200



## Chariot d'urgence

b

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type B-M060 avec 4 tiroirs télescopiques	H 905 x L 662 x P 494 mm	40621515

Articles inclus	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Bac, ABS	50 mm	1	2064206
Bac, ABS	100 mm	2	2064211
Bac, ABS	200 mm	1	2064220
Plan de travail		1	4116022
Rail utilitaire pour 3 côtés		1	4120108M
Support pour gants jetables		1	4130048
Conteneur pour déchets dangereux et support		1	4130020
Support pour poubelle		1	4140015
Poubelle 15L		1	4140017
Potence à perfusion avec 2 crochets		1	4130011
Support pour pied de perfusion		1	4130010
Support pour bouteille d'oxygène		1	4130054
Support pour bandeau de prise de courant		1	4130062
Bandeau de prises de courant pour 6 prises. (avec mise à la terre)		1	4130062/00
Support de verrouillage avec loquet de sécurité pour scellés de rupture		1	4170101
Plaque de réanimation fixée à l'arrière du chariot		1	4120222
2 crochets, fixés à l'arrière		1	4120220
Support de défibrillateur sur bras flexible		1	19010 00033

\*Tous nos chariots préconfigurés sont équipés en standard de roues d'un diamètre de 125 mm, 4 roues pivotantes dont 2 avec frein de blocage

# ScanCell® préconfiguré



## Chariot d'anesthésie

**b**

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type B-M060 avec 4 tiroirs télescopiques	H 905 x L 662 x P 494 mm	40621513

Articles inclus	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Bac, ABS	50 mm	1	2064206
Bac, ABS	100 mm	2	2064211
Panier, ABS	200 mm	1	2364252
Plan de travail		1	4116022
Rail utilitaire pour la fixation d'accessoires		2	4120101
Support pour gants jetables		1	4130048
Conteneur pour déchets dangereux et support, ensemble complet		1	4130020
Support pour poubelle		1	4140015
Poubelle 15L		1	4140017
Potence à perfusion avec 2 crochets		1	4130011
Support pour pied de perfusion		1	4130010
Support pour chariot de type B		1	4150061
Cassette à 4 boîtes basculantes		1	4150074
Cassette à 5 boîtes basculantes		1	4150075



## Chariot de traitement

**b**

Description	Dimensions externes	Numéro d'article
Chariot type B-M075 avec 5 tiroirs télescopiques	H 1055 x L 662 x P 494 mm	40622510

Articles inclus	Hauteur	Pcs.	Numéro d'article
Bac, ABS	50 mm	1	2064206
Bac, ABS	100 mm	3	2064211
Bac, ABS	200 mm	1	2064220
Plan de travail		1	4116022
Rail utilitaire pour fixation sur les côtés		2	4120101
Support pour gants jetables		1	4130048
Conteneur pour déchets dangereux et support, ensemble complet		1	4130020
Support pour poubelle		1	4140015
Poubelle 15L		1	4140017
Crochet fixé à l'arrière		1	4120200

# ScanCell® - Type A

La gamme de chariots ScanCell® de type A offre un grand choix de configurations.





*Chariot ScanCell®  
avec portes vitrées  
Type AA-M150  
Numéro d'article  
40865106*




*Chariot ScanCell®  
avec porte pleine droite  
Type A-M150  
Numéro d'article  
40475101*

# ScanCell® - Type A

## Façade ouverte

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>a</b> Chariot ScanCell® 	Ouvert avec parois Vario	462 mm	706 mm	905 mm	A-M060	40411100
				1055 mm	A-M075	40412100
				1205 mm	A-M090	40413100
				1503 mm	A-M120	40414100
				1803 mm	A-M150	40415100
				1950 mm	A-M165	40415100/01
<b>a a</b> Chariot double ScanCell® 	Ouvert avec parois Vario	924 mm	706 mm	905 mm	AA-M060	40811100
				1055 mm	AA-M075	40812100
				1205 mm	AA-M090	40813100
				1503 mm	AA-M120	40814100
				1803 mm	AA-M150	40815100
				1950 mm	AA-M165	40815700
<b>a a a</b> Chariot triple ScanCell® 	Ouvert avec parois Vario	1386 mm	706 mm	905 mm	AAA-M060	40911100
				1055 mm	AAA-M075	40912100
				1205 mm	AAA-M090	40913100
				1503 mm	AAA-M120	40914100
				1803 mm	AAA-M150	40915100

## Portes pleines\*

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article			
<b>a</b> Chariot ScanCell® 	Porte charnières à gauche	462 mm	706 mm	905 mm	A-M060	40471102			
	Porte charnières à droite			905 mm	A-M060	40471101			
	Porte charnières à gauche			1055 mm	A-M075	40472102			
	Porte charnières à droite			1055 mm	A-M075	40472101			
	Porte charnières à gauche			1205 mm	A-M090	40473102			
	Porte charnières à droite			1205 mm	A-M090	40473101			
	Porte charnières à gauche			1503 mm	A-M120	40474102			
	Porte charnières à droite			1503 mm	A-M120	40474101			
	Porte charnières à gauche			1803 mm	A-M150	40475102			
	Porte charnières à droite			1803 mm	A-M150	40475101			
	Porte charnières à gauche			1950 mm	A-M165	40475302			
	Porte charnières à droite			1950 mm	A-M165	40475301			
	<b>a a</b> Chariot double ScanCell® 			Avec 2 portes	924 mm	706 mm	905 mm	AA-M060	40861100
							1055 mm	AA-M075	40862100
		1205 mm	AA-M090	40863100					
		1503 mm	AA-M120	40864100					
		1803 mm	AA-M150	40865100					
		1950 mm	AA-M165	40865700					
<b>a a a</b> Chariot triple ScanCell® 	Avec 3 portes	1386 mm	706 mm	905 mm	AAA-M060	40961100			
				1055 mm	AAA-M075	40962100			
				1205 mm	AAA-M090	40963100			
				1503 mm	AAA-M120	40964100			
				1803 mm	AAA-M150	40965100			


\* avec parois Vario

## Tiroirs télescopiques


Nom	Nombre de tiroirs	Configuration des tiroirs	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
 Chariot ScanCell®	5	2x50, 3x100 mm	462 mm	706 mm	905 mm	A-M060	40421550
	4	4x100 mm				A-M060	40421540
	4	1x50, 2x100, 1x200 mm				A-M060	40421500
	5	1x50, 3x100, 1x200 mm			1055 mm	A-M075	40422500
	5	5x100 mm				A-M075	40422550
	6	2x50, 4x100 mm				A-M075	40422560
	10	10x50 mm			1205 mm	A-M075	40422509
	6	1x50, 4x100, 1x200 mm				A-M090	40423500
	6	6x100 mm				A-M090	40423560
	7	2x50, 5x100 mm			A-M090	40423570	
	9	6x50, 3x100 mm			A-M090	40423590	
 Chariot double ScanCell®	G 4 / D 4	G+D : 1x50, 2x100, 1x200 mm	924 mm	706 mm	905 mm	AA-M060	40821500
	G 4 / D 4	G+D : 4x100, 4x100 mm				AA-M060	40821540
	G 8 / D 4	G : 8x50 / D : 4x100 mm				AA-M060	40821540/01
	G 5 / D 5	G+D : 1x50, 3x100, 1x200 mm			1055 mm	AA-M075	40822500
	G 4 / D 4	G+D : 2x200, 2x100 mm				AA-M075	40822540
	G 4 / D 4	G+D : 2x100, 2x200 mm				AA-M075	40822540/03
	G 4 / D 4	G+D : 1x50, 1x100, 2x200 mm			AA-M075	40821540/03	
	G 2 / D 3	G : 2x300 mm / D : 1x100, 1x200, 1x300 mm			AA-M075	40822540/04	
	G 5 / D 6	G : 1x50, 3x100, 1x200 mm / D : 3x50, 2x100, 1x200 mm			AA-M075	40822550/02	
	G 6 / D 6	G+D : 2x50, 4x100 mm			AA-M075	40822560/01	
	G 5 / D 4	G : 1x50, 3x100, 1x200 mm / D : 1x50, 1x100, 2x200 mm			AA-M075	40822570	
	G 4 / D 4	G+D : 1x200, 2x100, 1x200 mm			AA-M075	40822540/01	
	G 5 / D 5	G : 1x50, 3x100, 1x200 mm / D : 5x100 mm			AA-M075	40822550/03	
	G 6 / D 5	G : 2x50, 4x100 mm / D : 1x50, 3x100, 1x200 mm			AA-M075	40822560/02	
	G 5 / D 4	G : 1x50, 3x100, 1x200 mm / D : 1x50, 1x100, 1x200, 1x300 mm			AA-M075	40822590	
	G 5 / D 5	G+D : 5x100 mm			AA-M075	40822550/04	
	G 4 / D 4	G : 3x100, 1x300 mm / D : 1x50, 1x100, 2x200 mm			AA-M075	40822570/01	
	G 4 / D ouvert, Vario	G : 1x200, 2x100, 1x200 mm / D : ouvert, Vario			AA-M075	40822540/05	
G 6 / D 6	G+D : 6x100 mm	1205 mm	AA-M090	40823592			
G 6 / D 6	G+D : 1x50, 4x100, 1x200 mm		AA-M090	40823500			
 Chariot triple ScanCell®	4 tiroirs dans chaque section	1x50, 2x100, 1x200 mm	1386 mm	706 mm	905 mm	AAA-M060	40921500

# ScanCell® - Type A

## Volets roulants

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>a</b> Chariot ScanCell® 	Volet roulant descendant	462 mm	706 mm	905 mm	A-M060	40451100D
				1055 mm	A-M075	40452100D
				1205 mm	A-M090	40453100D
				1503 mm	A-M120	40454100D
				1803 mm	A-M150	40455100D
				1950 mm	A-M165	40455700D
<b>a a</b> Chariot double ScanCell® 	Volet roulant descendant	924 mm	706 mm	1055 mm	AA-M075	40852100D
				1503 mm	AA-M120	40854100D
				1803 mm	AA-M150	40855100D
				1950 mm	AA-M165	40855700D
<b>a a a</b> Chariot triple ScanCell® 	Volet roulant descendant	1386 mm	706 mm	1055 mm	AAA-M075	40952100D
				1503 mm	AAA-M120	40954100D
				1803 mm	AAA-M150	40955100D
				1950 mm	AAA-M165	40955700D

## Portes vitrées\*

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>a</b> Chariot ScanCell® 	Vario, charnières à gauche	462 mm	706 mm	905 mm	A-M060	40471104
	Vario, charnières à droite				A-M060	40471103
	Vario, charnières à gauche			1055 mm	A-M075	40472104
	Vario, charnières à droite				A-M075	40472103
	Vario, charnières à droite				A-M120	40474103
<b>a a</b> Chariot double ScanCell® 	Vario	924 mm	706 mm	905 mm	AA-M060	40861103
	Rails perforés			1055 mm	AA-M075	40862606
	Vario			1205 mm	AA-M090	40863103
	Vario			1503 mm	AA-M120	40864103
	G+D : Vario/Rails perforés (même configuration des deux côtés)			1803 mm	AA-M150	40865106/01
	Vario				AA-M150	40865107
	Vario				AA-M150	40865106
<b>a a a</b> Chariot triple ScanCell® 	Rails perforés	1386 mm	706 mm	1503 mm	AAA-M120	40964603
	Vario/Rails perforés			1803 mm	AAA-M150	40965803
	Rails perforés				AAA-M150	40965603
	Vario				AAA-M150	40965103

\*Portes avec inserts en verre trempé permettant d'identifier visuellement le contenu.

# ScanCell® - Type B

Les chariots ScanCell® de type B peuvent également être équipés de parois intérieures VarioTilt.

*Chariot ScanCell® avec  
volet roulant descendant.  
Type B-M075  
Numéro d'article 40652100D*



*Chariot ScanCell® avec  
parois intérieures Vario.  
Type B-M165  
Numéro d'article 40615100/01*



*Chariot ScanCell® avec  
portes roulantes abaissées.  
Type BB-M120  
Numéro d'article 40254100D*




*Chariot ScanCell® avec  
volets roulants descendants.  
Type BBB-M075  
Numéro d'article 40152100D*




# ScanCell® - Type B

## Façade ouverte

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>b</b> Chariot ScanCell® 	Ouvert avec parois Vario	662 mm	494 mm	905 mm	B-M060	40611100
				1055 mm	B-M075	40612100
				1205 mm	B-M090	40613100
				1503 mm	B-M120	40614100
				1803 mm	B-M150	40615100
				1950 mm	B-M165	40615100/01
<b>b b</b> Chariot double ScanCell® 	Ouvert avec parois Vario	1324 mm	494 mm	905 mm	BB-M060	40211100
				1055 mm	BB-M075	40212100
				1205 mm	BB-M090	40213100
				1503 mm	BB-M120	40214100
				1803 mm	BB-M150	40215100
				1950 mm	BB-M165	40215700
<b>b b b</b> Chariot triple ScanCell® 	Ouvert avec parois Vario	1986 mm	494 mm	905 mm	BBB-M060	40111100
				1055 mm	BBB-M075	40112100
				1205 mm	BBB-M090	40113100
				1503 mm	BBB-M120	40114100
				1803 mm	BBB-M150	40115100




## Portes pleines\*

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>b</b> Chariot ScanCell® 	2 portes	662 mm	494 mm	905 mm	B-M060	40661100
				1055 mm	B-M075	40662100
				1205 mm	B-M090	40663100
				1503 mm	B-M120	40664100
				1803 mm	B-M150	40665100
				1950 mm	B-M165	40665700
<b>b b</b> Chariot double ScanCell® 	4 portes	1324 mm	494 mm	905 mm	BB-M060	40261100
				1055 mm	BB-M075	40262100
				1205 mm	BB-M090	40263100
				1503 mm	BB-M120	40264100
				1803 mm	BB-M150	40265100
<b>b b b</b> Chariot triple ScanCell® 	6 portes	1986 mm	494 mm	905 mm	BBB-M060	40161100
				1055 mm	BBB-M075	40162100
				1205 mm	BBB-M090	40163100
				1503 mm	BBB-M120	40164100
				1803 mm	BBB-M150	40165100

## Tiroirs télescopiques

Nom	Nombre de tiroirs	Configuration des tiroirs	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>b</b> Chariot ScanCell® 	4	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	662 mm	494 mm	905 mm	B-M060	40621500
	4	4 x 100 mm				B-M060	40621540
	5	2 x 50 mm, 3 x 100 mm				B-M060	40621550
	5	1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm			1055 mm	B-M075	40622500
	5	5 x 100 mm				B-M075	40622550
	6	2 x 50 mm, 4 x 100 mm				B-M075	40622560
	4	2 x 100 mm, 2 x 200 mm			1205 mm	B-M075	40622540
	10	10 x 50 mm				B-M075	40622509
	6	1 x 50 mm, 4 x 100 mm, 1 x 200 mm				B-M090	40623500
	6	6 x 100 mm			B-M090	40623560	
	7	2 x 50 mm, 5 x 100 mm			B-M090	40623570	
	9	6 x 50 mm, 3 x 100 mm			B-M090	40623590	
<b>b b</b> Chariot double ScanCell® 	4 tiroirs dans chaque section	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	1324 mm	494 mm	905 mm	BB-M060	40221500

## Volets roulants

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>b</b> Chariot ScanCell® 	Volet roulant, descendant	662 mm	494 mm	905 mm	B-M060	40651100D
	Volet roulant, montant			905 mm	B-M060	40651100U
	Volet roulant, descendant			1055 mm	B-M075	40652100D
	Volet roulant, montant			1055 mm	B-M075	40652100U
	Volet roulant, descendant			1205 mm	B-M090	40653100D
	Volet roulant, montant			1205 mm	B-M090	40653100U
	Volet roulant, descendant			1503 mm	B-M120	40654100D
	Volet roulant, montant			1503 mm	B-M120	40654100U
	Volet roulant, descendant			1803 mm	B-M150	40655100D
	Volet roulant, montant			1803 mm	B-M150	40655100U
	Volet roulant, descendant			1950 mm	B-M165	40655700D
	<b>b b</b> Chariot double ScanCell® 			Volets roulants, descendants	1324 mm	494 mm
1503 mm		BB-M120	40254100D			
1803 mm		BB-M150	40255100D			
1950 mm		BB-M165	40255700D			
<b>b b b</b> Chariot triple ScanCell® 	Volets roulants, descendants	1986 mm	494 mm	1055 mm	BBB-M075	40152100D
				1503 mm	BBB-M120	40154100D
				1803 mm	BBB-M150	40155100D
				1950 mm	BBB-M165	40155700D

# ScanCell® - Type B

## Tiroirs Vario

Nom	Nombre de tiroirs	Configuration des tiroirs	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>b</b> Chariot ScanCell® 	4 tiroirs Vario	4 x 100 mm pour les séparateurs (2064211)	662 mm	494 mm	905 mm	B-M060	40641540
	4 tiroirs Vario	1 x 50 mm pour les séparateurs (2064206), 2 x 100 mm pour les séparateurs (2064211), 1 x 200 mm (2064220)			905 mm	B-M060	40641500
	5 tiroirs Vario	1 x 50 mm pour les séparateurs (2064206), 3 x 100 mm pour les séparateurs (2064211), 1 x 200 mm (2064220)			1055 mm	B-M075	40642500

## Portes vitrées\*

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>b</b> Chariot ScanCell® 	Vario	662 mm	494 mm	905 mm	B-M060	40661106
	Vario			1055 mm	B-M075	40662106
	Vario			1205 mm	B-M090	40663106
	Vario			B-M120	40664106	
	Rails perforés			1503 mm	B-M120	40664106/10
	Rails perforés				B-M120	40664606
	Rails perforés				B-M120	402664106/01
	Vario			B-M150	40665106	
	Vario			1803 mm	B-M150	40665406
	Vario / Rails perforés				B-M150	40665806
	Rails perforés			B-M150	40664106/01	
	Vario			2050 mm	B-M173	40669106
<b>b b</b> Chariot double ScanCell® 	Vario	1324 mm	494 mm	1205 mm	BB-M090	40263106
	Rails perforés			1503 mm	BB-M120	40264106/10
	Vario				BB-M120	40264106
	Vario			1803 mm	BB-M150	40265106
	Vario			2050 mm	BB-M173	40266106
<b>b b b</b> Chariot triple ScanCell® 	Vario	1986 mm	494 mm	1803 mm	BBB-M150	40165106

\*Portes avec inserts en verre trempé permettant d'identifier visuellement le contenu.

## ScanCell® - Type B Fond Plat

Les chariots à fond plat sont équipés d'une plaque de fond en HPL avec pare-chocs intégrés. L'utilisation de la plaque de fond en HPL permet de gagner 5 cm de hauteur intérieure.

Ces chariots sont uniquement disponibles en type B (pas de type A) et dans une configuration maximale double BB, pas triple.

Ces chariots sont équipés en standard de doubles roues.



*Chariot ScanCell®  
avec tiroirs télescopiques  
Type BM075  
Numéro d'article  
40625550*





*Chariot ScanCell®  
avec volet roulant  
descendant  
Type B-M158  
Numéro d'article  
40655500D*

*Chariot ScanCell®  
avec parois  
intérieures Vario  
Type BBM075  
Numéro d'article  
40212500*





# ScanCell® - Type B Fond Plat

## Façade ouverte

Nom	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>b</b> 	727 mm	517 mm	790 mm	SCS-B M060	40611500
			940 mm	SCS-B M075	40612500
			1013 mm	SCS-B M082	40613500
			1088 mm	SCS-B M090	40613551
			1488 mm	SCS-B M128	40614500
			1788 mm	SCS-B M158	40615500
			1938 mm	SCS-B M173	40616500
<b>b b</b> 	1399 mm	517 mm	790 mm	SCS-BB M060	40211500
			940 mm	SCS-BB M075	40212500
			1013 mm	SCS-BB M082	40213500
			1088 mm	SCS-BB M090	40213551
			1788 mm	SCS-BB M158	40215500
			1938 mm	SCS-BB M173	40216500

## Volets roulants, descendants

Nom	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>b</b> 	727 mm	517 mm	732 mm	SCS-B M050	40650200D
			940 mm	SCS-B M075	40652500D
			1013 mm	SCS-B M082	40653500D
			1088 mm	SCS-B M090	40653551D
			1315 mm	SCS-B M112	40653502D
			1488 mm	SCS-B M128	40654500D
			1788 mm	SCS-B M158	40655500D
			1938 mm	SCS-B M173	40656500D
<b>b b</b> 	1399 mm	517 mm	790 mm	SCS-BB M060	40251500D
			1013 mm	SCS-BB M082	40213500D
			1088 mm	SCS-BB M090	40253551D
			1488 mm	SCS-BB M128	40254500D
			1788 mm	SCS-BB M158	40255500D
			1938 mm	SCS-BB M173	40256500D

## Tiroirs télescopiques

Nom	Dimensions	Nombre de tiroirs	Configuration des tiroirs	Type	Numéro d'article
	H 889 x L 727 x P 517 mm	5	1 x 50, 4 x 100 mm	SCS-B M069	40624550/01
	H 864 x L 727 x P 517 mm		2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm	SCS-B M068	40624550/02
	H 940 x L 727 x P 517 mm	4	2 x 100, 2 x 200 mm	SCS-B M075	40625540
	H 909 x L 727 x P 517 mm		2 x 100, 2 x 200 mm	SCS-B M075	40625540/01
	H 940 x L 727 x P 517 mm		1 x 50, 3 x 200 mm	SCS-B M075	40625540/02
	H 940 x L 727 x P 517 mm	5	1 x 50, 3 x 100, 1 x 200 mm	SCS-B M075	40625550
	H 940 x L 727 x P 517 mm		2 x 50, 1 x 100, 2 x 200 mm	SCS-B M075	40625550/02
	H 940 x L 727 x P 517 mm	6	2 x 50, 4 x 100 mm	SCS-B M075	40625560/02
	H 1013 x L 727 x P 517 mm	5	1 x 50, 2 x 100, 2 x 200 mm	SCS-B M082	40625550/01
	H 1013 x L 727 x P 517 mm		4 x 100, 1 x 200 mm	SCS-B M082	40625550/03
	H 1100 x L 727 x P 517 mm	6	1 x 50, 4 x 100, 1 x 200 mm	SCS-B M090	40626560
	H 1100 x L 727 x P 517 mm	7	1 x 50, 6 x 100 mm	SCS-B M090	40626570
	H 1013 x L 727 x P 517 mm	6	1 x 50, 5 x 100 mm	SCS-B M082	40625550/04

## Chariots à fond plat - Aperçu des différentes hauteurs



<b>M60</b>	<b>M75</b>	<b>M82</b>	<b>M90</b>	<b>M128</b>	<b>M158</b>	<b>M173</b>
8 unités d'insertion*	10 unités d'insertion*	11 unités d'insertion*	12 unités d'insertion*	17 unités d'insertion*	21 unités d'insertion*	23 unités d'insertion*
Hauteur: 790 mm	Hauteur: 940 mm	Hauteur: 1013 mm	Hauteur: 1088 mm	Hauteur: 1488 mm	Hauteur: 1788 mm	Hauteur: 1938 mm

\* Pour les chariots à volet roulant, 1 unité d'insertion en moins



## ScanCell® - Type D

Les chariots ScanCell® de type D sont idéaux pour être utilisés dans les chambres des patients comme chariots de soins.

Grâce à leur compacité - moins de 0,5 mètre de largeur et de profondeur - ils peuvent être utilisés au chevet des patients.



*Chariot ScanCell® avec  
parois intérieures Vario  
Type DM075  
Numéro d'article 40712000*



*Chariot ScanCell®  
avec tiroirs télescopiques  
Type D-M075  
Numéro d'article  
40721530*

# ScanCell® - Type D

## Façade ouverte

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>d</b> Chariot ScanCell® 	Ouvert avec parois Vario	462 mm	494 mm	905 mm	D-M060	40711100
	Ouvert avec parois Vario			1055 mm	D-M075	40712000

## Tiroirs télescopiques

Nom	Nombre de tiroirs	Configuration des tiroirs	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>d</b> Chariot ScanCell® 	4	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	462 mm	494 mm	905 mm	D-M060	40721440
	4	4 x 100 mm			905 mm	D-M060	40721440/01
	5	1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm			1055 mm	D-M075	40721530

## Porte pleine

Nom	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Type	Numéro d'article
<b>d</b> Chariot ScanCell® 	Porte charnières à droite, Vario	462 mm	494 mm	905 mm	D-M060	40761100
	Porte charnières à droite, rails perforés			1055 mm	D-M075	40762100/03

*D'autres tailles et variations sont disponibles sur demande.*

Ces chariots sont également disponibles avec des portes en verre trempé.  
Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

## ScanCell® - Accessoires

Notre vaste gamme d'accessoires permet de personnaliser nos chariots ScanCell® en fonction de chaque procédure ou fonction spécifique.

Comme tous les produits ScanModul®, les accessoires ScanCell® se caractérisent par des matériaux de haute qualité et des conceptions bien pensées pour les personnels soignants. Tout cela pour améliorer l'environnement de travail et permettre de consacrer plus de temps aux soins des patients.



# ScanCell® - Accessoires

## Plateaux supérieurs



### Acier inoxydable

Description	Numéro d'article
Acier inoxydable	4114005
Acier inoxydable, bord relevé et plié	4114012



### Stratifié et plastique

Description	Numéro d'article
Plastique transparent, bord plié	4114014
Plastique gris, bord plié	4114016



### Acier inoxydable

Description	Numéro d'article
Bord relevé et plié	4116012
Bord plié	4116010



### Stratifié et plastique

Description	Numéro d'article
Stratifié, gris	4116001
Plastique transparent, bord plié	4116014
Plastique gris, bord plié	4116016



### Acier inoxydable et ABS

Description	Numéro d'article
Acier inoxydable, bord replié	4117010
ABS, bord arrondi	4117017



### Acier inoxydable

Description	Numéro d'article
Bord plié	4118010
Bord plié, bulp	4118012



### Acier inoxydable

Description	Numéro d'article
Bord plié	4112010
Bord surélevé/plié	4112012

## Plateaux supérieurs



### Top chariot 3 côtés hauts

Description	Numéro d'article
Bord surélevé / 3 côtés Plastique gris	4116022



### Top chariot 3 rebords anti-chutes

Description	Numéro d'article
Bord surélevé / 3 côtés Plastique gris	4114022
Bord surélevé / 4 côtés Plastique gris	4114024



### Top chariot 3 rebords anti-chutes

Description	Numéro d'article
Bord surélevé / 3 côtés Plastique gris	4112022
Élevés et bord plié / 4 côtés Plastique gris	4112024

# ScanCell® - Accessoires

## Poignées et rails multifonctions



### Poignée pour chariots ScanCell® hauts

Description	Numéro d'article
montage vertical à l'avant droit	4120146/FR
montage vertical à l'avant gauche	4120146/FL
montage vertical à l'arrière droit	4120146/RR
montage vertical à l'arrière gauche	4120146/RL
montage vertical latéralement à l'avant droit	4120145/FR
montage vertical latéralement à l'avant gauche	4120145/FL
montage vertical latéralement à l'arrière droit	4120145/RR
montage vertical latéralement à l'arrière gauche	4120145/RL



### Rail utilitaire 1 côté - ensemble complet

Peut être monté à droite ou à gauche

Dimensions	Numéro d'article
Type A, 690 mm	4140003
Type B/D, 480 mm	4140002



### Rail utilitaire 1 côté - ensemble complet

Dimension	Numéro d'article
450 mm (aluminium, montage à gauche)	4120101L
450 mm (aluminium, montage à droite)	4120101R



### Rail utilitaire 1 côté - ensemble complet

Dimension	Numéro d'article
650 mm (aluminium, montage à gauche)	4120102L
650 mm (aluminium, montage à droite)	4120102R

## Pare-chocs



a b

### Pare-chocs lourd, acier-caoutchouc

Description	Numéro d'article
Pour les types A et B, monté sur chariot	4166020



b a a

### Pare-chocs, plastique gris

Description	Numéro d'article
Pour le type B, monté sur chariot	4166011
Pour le type AA, monté sur chariot	4168011



### Coins de pare-chocs, 4 pièces

Description	Numéro d'article
Monté sur chariot	4160008

## Portiques



a b

### Portique avec 4 rails

Description	Numéro d'article
Type A, support	4150040
Type A, support, montage latéral.	4150041
Type B, avec support pour cassettes	4150060



b ALU

### Portique avec porte-sutures

Description	Numéro d'article
	4150090



a ALU

### Potence de perfusion avec 2 crochets

Description	Numéro d'article
	4130011



b

### Support pour potence de perfusion

Description	Numéro d'article
Fonctionne avec le rail utilitaire, le support d'extension et la plaque d'écriture	4130010

# ScanCell® - Accessoires

## Unités d'extension



a b

### Plan de travail extensible en aluminium avec fonction d'arrêt

Description	Numéro d'article
Type A, 400 mm	4180110
Type B, 600 mm	4180112



a b d

### Support pour module 30/40

Description	Numéro d'article
Revêtement époxy, pour module 30/40, gris, module non inclus	4130120



a b d

### Extension pour module 30/40

Description	Numéro d'article
Type A, le module n'est pas inclus	4130130
Type B/D, le module n'est pas inclus	4130140



a b d

### Plan de travail rabattable

Description	Numéro d'article
Type A, avec plaque montée, peut être monté à droite / à gauche	4130132
Type B/D, avec plaque montée, peut être monté à droite / à gauche	4130142



a b d

### Support pour module 30/40 monté sur profil

Description	Numéro d'article
Type A, pour module 30/40, module non inclus	4130134
Type B/D, pour module 30/40, module non inclus	4130144



a b d

### Plan de travail rabattable monté sur profil

Description	Numéro d'article
Type A, avec plaque d'écriture	4130136
Type B/D, avec plaque d'écriture	4130146



b

### Cadre "E" avec arrêt

Description	Numéro d'article
Revêtement en poudre, pour 2 x modules 30/40 (modules non inclus), 600 mm	1864688



b

### Plan de travail supplémentaire

Description	Numéro d'article
Se déplie au niveau de la plaque supérieure	4130142/05

## Accessoires portiques et rails multifonctions



### Crochets pour portique/ rail utilitaire

Description	Numéro d'article
Crochet simple, 100 mm	4130150
Crochet double, 100 mm	4130152
4 crochets simples, 400 mm	4130154
6 crochets simples, 600 mm	4130156



### Crochets

Description	Numéro d'article
2 pièces, par exemple pour suspendre la plaque d'arrêt cardiaque	4120220



### Crochet en plastique

Description	Numéro d'article
par exemple pour suspendre une plaque d'écriture	4120200



### Support pour distributeur

Description	Numéro d'article
Pour le montage des distributeurs sur ScanCell®. (Distributeur non inclus)	4130018/01



### Support pour insert modulaire

Description	Numéro d'article
Pour les inserts: 170 x 70 mm	4130050
Pour les inserts: 240 x 110 mm	4130052



### Support pour insert modulaire

Description	Numéro d'article
Pour les inserts: 240 x 110 mm	4130024
Pour les inserts: 340 x 110 mm	4130030
Pour les inserts: 550 x 110 mm	4130036

# ScanCell® - Accessoires

## Supports



### Support pour gants jetables avec dimensions boîte : 240 x 130 x 70 mm

Description	Numéro d'article
Pour 1 boîte, (rail utilitaire non inclus)	4130048
Pour 3 boîtes, (rail utilitaire non inclus)	4130048/01



### Support pour accessoires

Description	Numéro d'article
180 x 435 x 160 mm (rail utilitaire non inclus)	4130068



### Support pour bouteille d'oxygène

Description	Numéro d'article
Avec velcro, taille D, 105 mm (rail utilitaire non inclus)	4130054
Avec velcro, taille D, 150 mm (rail utilitaire non inclus)	4130056



### Distributeur de gants triple

Description	Numéro d'article
Acier inoxydable - triple (rail utilitaire non inclus)	4901013




### Distributeur de gants simple

Description	Numéro d'article
Plastique - simple (rail utilitaire non inclus)	7806007




### Support et cassette pour dossiers suspendus A4

Description	Numéro d'article
Support (rail utilitaire non inclus)	4130076
Cassette, 162 x 329 x 225 mm	4130078



### Support pour dossiers suspendus A4

Description	Numéro d'article
Rail utilitaire non inclus	4130075



### Porte-documents pour dossiers suspendus A4 dans des bacs modulaires

Description	Numéro d'article
Type A/B, s'adapte au module 2064220	4180004
Type D, s'adapte au module 2034220	4180006



### Support pour bandeau de prise de courant et cordon d'alimentation

Description	Numéro d'article
Rail utilitaire non inclus	4130062

## Supports DASRI et déchets



**Seau à déchets et support 15 L  
(rail utilitaire non inclus)**

Description	Numéro d'article
Support	4140015
Poubelle	4140017



**Conteneur et support pour DASRI  
(rail utilitaire non inclus)**

Description	Numéro d'article
	4130020



**Poubelle à actionnement  
au genou**

Description	Numéro d'article
8 litres	14011 00002
20 litres	1901020L



**Support pour sacs à déchets en  
rouleaux (rail utilitaire non inclus)**

Description	Numéro d'article
Titulaire	4140014
Support avec couvercle	4140013



**Support DASRI**

Description	Numéro d'article
Support pour montage sur rail utilitaire, jaune, 150 x 150 x 140 mm	4130021/09G

## Supports pour composants informatiques



**Support pour moniteur  
avec bras réglable**

Description	Numéro d'article
Montage latéral	B19010 00033
Montage par le haut	4150140



**Support pour ordinateur portable**

Description	Numéro d'article
Montage latéral. Les dimensions maximales requises pour l'ordinateur portable sont L 460 mm x H 230 mm.	AR00045



**Support d'écran (VESA100)**

Description	Numéro d'article
Bras de support VESA pour l'écran	VH00098
Support VESA pour VH00098	VH00099

# ScanCell® - Accessoires

## Autres accessoires



### Chariot A-Magnétique

Description	Numéro d'article
Roues amagnétiques et vis/écrous Alu - applicable uniquement aux ScanCell® avec Volets roulants	4180301




### a b d Glissières télescopiques pour l'insertion des modules

Description	Numéro d'article
Type A	1867310
Type B/D	1867303



### b Séparation pour le type d'étagère B

Description	Numéro d'article
Hauteur 80 mm	4180130



### Etagère pour portique

Description	Numéro d'article
Avec rails de guidage pour les compartiments. Couleur : Plastique gris	4150080



### Plaque d'arrêt cardiaque

Description	Numéro d'article
Plaque d'arrêt cardiaque, 600 x 400 mm	4120222



### a a b b b Kit d'attelage

Description	Numéro d'article
Pour le type AA, monté sur chariot	1464799U/AA
Pour le type B, monté sur chariot	1464799U/B
Pour le type BB, monté sur chariot	1464799U/BB

## Distributeurs



b

### Cassettes à médicaments pour boîtes UNI

Dimensions (L x H x P)	Numéro d'article
1 étagère pour 6 UNI-Box	4180031
2 étagères pour 12 boîtes UNI	4180032
3 étagères pour 18 boîtes UNI	4180033
4 étagères pour 24 boîtes UNI	4180034



### Boîtes basculantes

**Description**  
Bacs en plastique blanc avec couvercles transparents, disponibles avec plusieurs compartiments

Dimensions (L x H x P)	Numéro d'article
3 compartiments 601 x 245 x 200 mm	4150073
4 compartiments 601 x 206 x 171,5 mm	4150074
5 compartiments 601 x 163 x 136 mm	4150075
6 compartiments 601 x 112,5 x 94 mm	4150076

Compatible avec portique, article no. 4150060



### Boîtes basculantes

**Description**  
Plastique gris/blanc avec goulottes transparentes et étanches à la poussière, disponible avec plusieurs compartiments

Dimensions (L x H x P)	Numéro d'article
3 compartiments 600 x 200 x 245 mm	1166333F
5 compartiments 600 x 135 x 165 mm	1166335F

Compatible avec portique, article no. 4150060 Autres types sur demande

## Sécurisation mécanique



### Serrure à clé pour chariots à volet roulant

Description	Numéro d'article
Rouler le front vers le bas	4170022D
Rouler le front vers le haut	4170022U



### Serrure à clé montée sur la porte

Description	Numéro d'article
Porte simple	4170004
Double porte	4170008



### Serrure à clé montée sur le tiroir

Description	Numéro d'article
Serrure pour un tiroir	4170032



### Serrure à clé pour verrouillage central des tiroirs

Description	Numéro d'article
Serrure pour le verrouillage central	4170032



a

### Système de verrouillage central

Serrure à cylindre ou à code pin non incluse

Description	Numéro d'article
Système de verrouillage central pour A-Type M060 / M075	4170048
Système de verrouillage central pour Type A M090	4170049



b

### Système de verrouillage central

Serrure à cylindre ou à code pin non incluse

Description	Item No
Système de verrouillage central pour B-Type M060 / M075	4170046
Système de verrouillage central pour Type B M090	4170047



### Support de verrouillage avec loquet de sécurité pour scellés

Description	Numéro d'article
Monté sur chariot M060	4170101
Monté sur chariot M075	4170102
Monté sur chariot M090	4170104

# ScanCell® - Accessoires

## Sécurisation électronique



### Verrouillage électronique avec option clé

Description	Item No
sans clé, horizontal, bouton à droite, couleur : argent	C01ELG332



### Verrouillage électronique avec option clé

Description	Item No
sans clé, horizontal, bouton gauche, couleur : argent	C01ELG330



### Verrouillage électronique avec option clé

Description	Item No
sans clé, vertical, couleur : argent	C01ELG334



### Clé maître E-Lock

Description	Numéro d'article
	C01ELG335



### Serrure électronique avec RFID + code

Description	Numéro d'article
horizontal, bouton droit	LS400SAG-1

# Distribution sécurisée des médicaments

Dans le contexte de la sécurité des médicaments, la possibilité de verrouiller les chariots de médicaments devient un élément majeur, ainsi que le contrôle de l'accès aux médicaments.

L'accès au dossier électronique du patient (DEP) devient également de plus en plus important.

Depuis que ScanModul® a acquis Belintra, l'offre en matière de distribution sécurisée de médicaments et d'informatique mobile s'est considérablement élargie.



Medicart Small (30/40 - 1/2 ISO) avec l'informatique intégrée



Medicart Standard (40/60 - ISO) avec informatique intégrée



Chariot informatique "Powered"



Roll-IT

# Distribution sécurisée des médicaments

## Options de verrouillage Medicart

Nous vous proposons différentes solutions :

- **Informatique intégrée** = MEDICART avec USB CONTROLLED ACCESS (1 zone ou 2 zones).
- **Pas de système informatique intégré** = MEDICART avec clavier, serrure à badge intégrée Salto, dormakaba ou SimonsVoss, serrure à numéro électronique ou serrure à badge

Quel que soit le type de serrure, une ouverture d'urgence est toujours possible.



**Contrôle par USB\***  
1 ou 2 zones



**Clavier**



**Serrure à badge  
intégrée Salto**



**Serrure à badge  
intégrée dormakaba**



**Serrure de badge  
SimonsVoss intégrée**



**Serrure de badge**



**Verrouillage  
électronique**

## Chariots informatiques "Powered" haut de gamme - options de verrouillage

Les tiroirs à médicaments sont équipés de série d'une serrure à clé.

D'autres solutions de verrouillage sont également possibles :

- **Verrouillage électronique**
- **Solution dormakaba**
- **Solution Salto**



**Serrure à clé  
(standard)**



**Serrure à chiffres  
électronique**



**Lecteur de badges  
dormakaba**



**Lecteur de badges  
Salto**

Contactez nos équipes de vente pour plus d'informations ou visitez le site suivant  
[Informatique mobile, distribution sécurisée de médicaments et chariots de soins - Belintra](#)



[www.scanmodul.com/fr](http://www.scanmodul.com/fr)  
[info-fr@scanmodul.com](mailto:info-fr@scanmodul.com)

[www.belintra.com/fr](http://www.belintra.com/fr)  
[international@belintra.com](mailto:international@belintra.com)