




PRZECHOWYWANIE INSTRUMENTÓW

INSTRUMENTY W CENTRALNEJ STERYLIZACJI – NOWE POLE MANEWRU DZIĘKI LEPSZEMU PRZECHOWYWANIU

W celu zapewnienia płynnego przebiegu nadchodzących operacji absolutnie niezbędna jest rezerwa standardowych i częściowo specjalnych instrumentów. Prawidłowe przechowywanie instrumentów zapewnia bezpieczną i przejrzystą obsługę.

1 Szafy do przechowywania instrumentów centralnego działu zaopatrzenia w artykuły sterylne

Zastosowanie szaf do przechowywania instrumentów centralnego działu zaopatrzenia w artykuły sterylne firmy Scan Modul skutecznie wspomaga zaopatrzenie w obszarze sali operacyjnej. Szafy do przechowywania instrumentów centralnego działu zaopatrzenia w artykuły sterylne firmy Scan Modul można łatwo wkomponować w istniejące struktury pomieszczeń. Możliwe jest również doposażenie istniejących systemów szaf, pod warunkiem, że są zgodne z wymiarami ISO.

Systemy szaf funkcjonalnych są dostępne w następujących wersjach:

- Stal szlachetna
- Blacha stalowa malowana proszkowo
- Drewno z powłoką HPL



_Systemy szaf wysokiej jakości zaprojektowane do długotrwałego i intensywnego użytkowania

2 Instrumenty zawsze pod ręką

W zależności od rodzaju i wielkości instrumenty są przechowywane w osobnym submodule w ramach właściwych modułów. Submoduły są dostępne w wielu różnych rozmiarach, co umożliwia indywidualne wyposażenie modułów. Dodatkowo dostępne uchwyty etykiet oferują jeszcze bardziej dokładny przegląd i proste dodatkowe zamawianie w oparciu o nasze oprogramowanie No-Count® lub inne oprogramowanie do zamawiania, które jest już dostępne u użytkownika.



_Submoduły są dostępne w różnych wielkościach

3 Wydajne przechowywanie instrumentów wysokiej jakości

Nieprawidłowe przechowywanie, na przykład mikroinstrumentów wysokiej jakości, prowadzi do wysokich kosztów z powodu uszkodzeń w jamie ustnej i wynikających z tego napraw lub nowych zakupów. Właściwe przechowywanie w submodulech zmniejsza to ryzyko do minimum.



4 Ergonomiczne procesy pracy



_Przechylne ściany nośne Vario ułatwiają wyjmowanie w górnych obszarach szaf

System oferuje elastyczny układ przechowywania dla szerokiej gamy instrumentów. W razie potrzeby szafy do przechowywania instrumentów centralnego działu zaopatrzenia w artykuły sterylne można wyposażać w ściany nośne lub teleskopowe szuflady, aby obsługa instrumentów była jak najbardziej prosta i wydajna. Przechylna ściana nośna Vario zapewnia bezpieczny i przejrzysty dostęp nawet w wyższych szafach.

ZALETY SYSTEMU

Optymalne zaopatrzenie w materiały w centralnej sterylizacji jest dużym wyzwaniem. Najmniejsze zakłócenia w przepływie materiału są kosztowne, a także zagrażają bezpieczeństwu pacjenta. System przechowywania instrumentów firmy SCAN MODUL oferuje wydajne i unikalne rozwiązanie do przejrzystego przechowywania instrumentów.

- Zapewnienie rezerw instrumentów standardowych i specjalnych
- W każdej szafce można przechowywać do 800 instrumentów
- Przejrzysty układ
- Łatwe i szybkie wyjmowanie
- Odporność temperaturowa modułów i submodulech + 70°, krótkotrwale + 90°
- Uszczelki drzwi odporne na środki dezynfekujące
- Łatwa obsługa kolejnych zamówień
- Pełne wykorzystanie środka szafy
- Ergonomiczne procesy pracy

www.scanmodul.com



Niemcy

SCAN MODUL Orgasystem GmbH

Inselstraße 27
D-04103 Leipzig

T + 49-341-212085-0
E leipzig@scanmodul.com

www.scanmodul.com